



Afvaldozen halibox®

Voor het verzamelen van klein afval is de **halibox®** een economische en milieuvriendelijke oplossing die zijn nut al vele jaren heeft bewezen. Met name de ruimtebesparende opslag en schone verbranding worden zeer gewaardeerd. De **halibox®** onderscheidt zich door de volgende **eigenschappen**:

- De **halibox®** bestaat uit een **vochtbestendige doos van speciaal karton** met een PE binnenvoering.
- Het speciale karton **voorkomt dat bacteriën** door het karton trekken. Dit wordt bevestigd door onderzoeksrapporten van gerenommeerde instituten die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van hygiëne.
- Met slechts een paar handelingen kan de **halibox®** worden opgezet; door zijn **kleine, handzame** formaat vindt hij altijd wel een plek.

Afvalverzameling

Volume	Afmetingen mm	Verpakkingseenheid/stuks	Bestelnummer
2,3 liter	200 x 85 x 135	100 in omdoos	MB 2000

Veiligheidshoes voor MB 2000	MBZ 2000	Wandhouder voor MBZ 2000	HS 2010
------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------

Naaldencontainer halibox®S



Voor het verzamelen van lastig te hanteren klein afval. Door de speciale sluiting is de **halibox®S** vloeistofdicht.

De lege **halibox®S** is compact te stapelen.

Uitvoering met handgreep en vulpeilaanduiding.

De **halibox®S** voldoet aan TRBA 250.

Volume (liter)	Afmetingen mm	Verpakking	Materiaal	Bestelnummer
1,5 ltr.	244 x 106 x 120	60 st.	PP	MB 1500S
2,3 ltr.	244 x 106 x 161	45 st.	PP	MB 2300S



Naaldenbeker Septobox® S

De **Septobox® S** is bedoeld voor het veilig **verzamen** van wegwerpnaalden, spuiten, scalpels, bloedpipetten etc.

Door de **speciale sluitrand** is de **Septobox® S** ook zonder afdichting **vloei-stofdicht**. De **dubbele sluiting** biedt extra bescherming: de Septobox® S is voorzien van een extra deksel (rood) waarmee de box steeds weer kan worden geopend en gesloten.

Druk, als de box vol is, de rode deksel stevig vast in de gele deksel en draai de rode trekrand los. De box kan dan niet meer worden geopend en is veilig afgesloten voor verzending naar de desbetreffende afvalverwerker.

In de deksel is een **plaat** met verschillende voorzieningen opgenomen waardoor het makkelijker is naalden etc. te verwijderen.

Afvál-verzameling

De **Septobox® S** naaldenbekers en -emmers zijn voorzien van een adapteruitsparing. Daardoor kunnen ze **met** een **plak-adapter** stevig op elk glad oppervlak worden bevestigd zodat ze **niet meer kunnen omvallen**.

Hoogte	Ø deksel	Ø bodem	Volume	Materiaal	Verp.	Verpakkings-afmetingen	Gew.	Bestel nr.
mm	mm	mm	ltr.		stuks	lxdxh in mm	kg	
110	98	79	ca. 0,5	Polypropyleen	170	610 x 405 x 420	ca. 10,7	MB 305S
150	142	107	ca. 1,5	Polypropyleen	80	610 x 405 x 420	ca. 13,7	MB 315S
190	142	107	ca. 2,0	Polypropyleen	60	610 x 405 x 420	ca. 11,8	MB 320S
246	142	107	ca. 2,5	Polypropyleen	45	610 x 405 x 420	ca. 10,3	MB 325S
190	230	190	ca. 6,0	Polypropyleen	50	650 x 650 x 640	ca. 23,0	MB 360S

Plakadapter voor Septobox® S

MB 3AD

Priktableau halitab®



Personen die injecties toedienen lopen het risico zich aan een besmette naald te prikken. Tegen de achtergrond van Hepatitis en HIV kan dit levensgevaarlijk zijn.

Het prikplateau halitab® maakt nu een einde aan het prikgevaar.

Na het injecteren kan men de naald **met één hand** veilig in de beschermdop steken.

Zo kan niemand meer gewond raken tijdens het toebrengen van injecties of bij het verwijderen van de naalden daarna.



HT 5



HT 10

Technische gegevens

Materiaal: ABS. Kleur geel, RAL1016, Oppervlak: matglans.

Afmetingen	Verpakkingseenheid	Bestel nr.
260 x 190 x 21	10 stuks	HT 5
400 x 290 x 21	10 stuks	HT 10



De **Septobox® Safe** is een zware uitvoering van de **Septobox® S** en beschikt naast het TÜV-/GS-keurmerk ook over UN-goedkeuring. Ook de Septobox® Safe kan met de plakadapter MB3AD stevig op elk glad oppervlak worden bevestigd zodat hij niet kan worden omgestoten.

Uitvoering:

- draagbeugel aan de zijkant van de grote deksel.
- de inwerpopening kan in stappen vergroot worden (niet bij MB302Safe en MB307Safe).
- wanddikte (box en deksel) min. 1,7 mm.
- UN-norm GGVS 6.
- AFNOR-norm NFX 30-500 (excl. MB307Safe).
- TÜV gekeurd.

Volumen (ltr.)	Verp./ stuks	Materiaal	Bestelnummer
0,2	110	PP	MB302Safe
0,7	180	PP	MB307Safe
1,6	110	PP	MB316Safe
2,0	80	PP	MB320Safe
3,1	50	PP	MB331Safe

Naaldenbekers en -emmers Septobox® Safe Euromatic



Voor het verwijderen van alle spitse en scherpe voorwerpen (wegwerpnaalden, spuitjes, scalpels,...).

Eenhandsbediening: de kleine rode deksel laat zich gemakkelijk opendrukken. Bij het dagelijks gebruik kan deze deksel steeds weer opnieuw worden geopend en gesloten.

De **Septobox® Safe** Euromatic kan met de plakadapter MB3AD stevig op elk glad oppervlak worden bevestigd zodat hij niet kan worden omgestoten.

Uitrusting:

- draagbeugel aan de zijkant van de box.
- wanddikte (box en deksel) min. 1,7 mm.
- als de deksel definitief is gesloten wordt dit aangegeven doordat de klem recht op komt.
- AFNOR-norm NFX 30-500.
- British Standard 7320:1990.
- TÜV gekeurd.

Volume (ltr)	Verp./ stuks	Materiaal	Bestelnummer
3,3	57	PP	MB330SafeEM
4,4	53	PP	MB340SafeEM
6,0	40	PP	MB360SafeEM
7,0	37	PP	MB370SafeEM



Ziekenhuisafval volgens groep C vereist volgens de richtlijnen voor herkenning, preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties, speciale maatregelen om zowel tijdens het verzamelen, vervoeren en opslaan van het afval binnen het ziekenhuis, als bij het verwijderen ervan infecties te voorkomen.

Ziekenhuisafval volgens groep C is afval afkomstig van afdelingen gespecialiseerd in infectieziekten, dialyseafdelingen, medische laboratoria en instituten voor pathologische anatomie. Dit afval moet worden gedesinfecteerd of verbrand.

Voor het verzamelen, vervoeren en opslaan binnen het ziekenhuis en het transport naar een interne verbrandings- of desinfecteerinrichting zijn de **halipac®** afvaldozen **het ideale verpakkingsmiddel**.

De **halipac®** bestaat uit een speciaal **karton materiaal** met een **geïntegreerde stevige kunststof zak**.

De halipac® wordt ingevouwen aangeleverd, inclusief knevels voor de kunststof zak, deksel en draaggrepen.

Afval-verzameling

De halipac® is in **drie uitvoeringen leverbaar**:

HP40 met een zak van 0,12 mm dik PE, in speciaal karton getrokken (1200 g/m²), geschikt voor **verbranding**.

HP41 met PP-zak, temperatuurstabiel, **voor stoomdesinfectie** in een vacuüm systeem conform de desinfecteermiddelen lijst van de Duitse BGA (max. temp. 134 °C, dikte 0,08 mm) in speciaal karton getrokken (1200 g/m²).

Als **economisch alternatief** voor halipac® HP40 en HP41 is er de **HP50** met een PP-zak, die in een doos van golfkarton is getrokken en geschikt is voor verbranding. De HP 50 is echter minder goed bestand tegen externe vochtinwerking dan de HP40 en HP41.

Afmetingen mm	Inhoud ltr.	Materiaal	Geschikt voor	Gewicht kg	Verp./stuks	Bestel nr.
300 x 300 x 500	40	massief karton	verbranding	1,5	10	HP 40
300 x 300 x 500	40	massief karton	desinfectie	1,5	10	HP 41
300 x 300 x 500	40	golfkarton	verbranding	0,8	10	HP 50



Onderstel incl. voetbediening -/- deksel

Onderstel van R.V.S. buisframe
4 zwenkwielen Ø 75 mm
lxdxh: 390 x 475 x 690 mm
(afmetingen incl. deksel en halipac®)

	Bestelnummer
Met voetbediening	HF 3LT
Met dekseldemping	HF 3LTD
deksel	DT 60-68



R.V.S. onderstel

4 zwenkwielen
Ø 50 mm.
lxdxh:
325 x 315 x 585 mm
(hoogte incl. halipac®)

Bestel nr. HF 2